

CT ExpresTM

Contrast Injection System



Iniettore a tre canali
senza siringhe
per esami di Tomografia
Computerizzata (CT)

BRACCO
INJENEERING
Innovative Injection Technology



Innovativo Sistema d'iniezione senza siringhe. CT Express™

CT Express™

- Approccio ottimale all'iniezione del mezzo di contrasto
- Connessione diretta ai flaconi del mezzo di contrasto
- Compatibile con flaconi e sacche di Salina di diverso volume
- Compatibile con un'ampia gamma di flaconi di mezzi di contrasto

SICUREZZA

- Rilevazione automatica di Aria ed Occlusione nei tre differenti canali
- Riduzione del rischio di contaminazione
- Set paziente monouso
- Flusso di fluido unidirezionale all'interno del circuito chiuso
- Test di pervietà del vaso

FLUSSO DI LAVORO


- Facile e veloce da preparare – pronto in 30 secondi tra un paziente ed il successivo
- Riempimento ed eliminazione automatica dell'aria dal circuito
- Informazioni a portata di mano sia al fianco del paziente che in sala di controllo
- Accesso rapido ed intuitivo ai protocolli di iniezione
- Visualizzazione in tempo reale dei parametri d'iniezione

PULIZIA

- Esigenza di pulizia ridotta al minimo
- Nessun riempimento e sostituzione di siringhe
- Nessun gocciolamento di mezzi di contrasto sull'iniettore



Homepage of the injector



Test injection programming



“The use of a syringeless injector has an impact on the Operator’s performance, CT Workflow, and Operation Cost.”


American College of Radiology, August 2012; Xiaozhou Ma, MD, Anand Singh, MD, Joseph Fay, RTR, Giles Boland, MD, Dushyant V. Sahani, MD

FLESSIBILITÀ

- Diluject™: consente l'iniezione combinata di contrasto e soluzione salina
- Doppia consolle Touch-screen
- Interfaccia digitale rapida ed intuitiva
- Catalogo Video esplicativi ed help contestuale di supporto agli utenti
- Archivio storico delle Iniezioni eseguite




Doppia Consolle touch-screen (Sala TC e sala di controllo)



Pagina con un Grafico che mostra le fasi d'iniezione impostate

MATERIALE MONOUSO



Codice: 640061

MULTIPATIENT SET

Il design innovativo fornisce un approccio plug and play per la sicurezza del paziente e la maggiore facilità di utilizzo.



Codice: 640058

BOTTLE SPIKE

Adatto a tutti i tipi di bottiglie di flacone di mezzo di contrasto, e qualsiasi volume da 50 a 500 ml.



Codice: 640060

DAY SET III HP

Facile da configurare e utilizzare tutti i giorni riducendo così il tempo di trattamento.



Codice: 640063

PATIENT LINE

Linea paziente dotata di doppia valvola anti-reflusso; sicura e facile da sostituire.

Per ulteriori informazioni sul nostro portafoglio completo di tecnologie di iniezione di contrasto, visitate il nostro sito <http://imaging.bracco.com>

CE 0086

© 2013 2013 Bracco Injengineering SA. Tutti i diritti riservati. P/N: 640200_V01

Bracco Injengineering SA si riserva il diritto di modificare le specifiche e le caratteristiche descritte qui, o di interrompere la fabbricazione del prodotto descritto in qualsiasi momento e senza preavviso o obbligo.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Produttore:
Bracco Injengineering SA
Avenue de Sévelin 46
1004 Lausanne
Svizzera
info.injengineering@bracco.com
<http://imaging.bracco.com>

Distributore per l'Italia:
Bracco Imaging Italia s.r.l.
Via Egidio Folli, 50
20134 Milano - Italia
Tel.: 800.598.160
E-mail: biomedicali.italia@bracco.com

BRACCO
INJENGINEERING
Innovative Injection Technology

PX9V4A - stampato nel mese di Maggio 2014